

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения

Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл с иглой 27Gx½", 30Gx½"

Состав и описание изделия

Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Номинальный объем: 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01мл.

Наименование производителя

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

Область применения

ЛПУ, кабинеты вакцинации и иммунопрофилактики

Способ применения

Снять колпачок с иглы, набрать лекарственный раствор, удалить воздух из цилиндра и приступить к медленному введению.

Особые указания

Для однократного применения. Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена. Использовать сразу же после вскрытия упаковки. Не касаться иглы.

Штриховое кодирование

Штрих-код смотри на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре от -5 до 35°C и относительной влажности воздуха 80%.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

Стерилизация

Этиленоксид.

Наименование, юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения, адрес местонахождения производства

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.
Zhenglu Town, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Наименование, юридический адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии/предложения:

Медицинская фармацевтическая компания «Биола»

Казахстан, г. Алматы 050002, ул. Бузурбаева, 13.

Тел: +7 (727) 382 30 71, факс: +7 (727) 382 30 75.

post@biola.kz; www.biola.kz

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено изделие: JC/QS8.2.4./01

Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөніндегі нұсқаулық

Медициналық бұйымның атауы

Инъекциялық үш компонентті туберкулинді стерильді бір рет қолданылатын Bioject® Budget еккіші, көлемі 1мл 27Gx½", 30Gx½" инесімен

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы

Еккіш жоғары сапалы пластиктен дайындалған және поршеннен, тығыздағыш резеңке сақинадан, градуировкасы бар цилиндрден тұрады. Үшқырлы қайралған ине жұқа қабатты силиконмен жабылған. Номиналдық көлемі 1мл. Шкала аралығы: 0,01 мл

Өндірушінің атауы

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.

Қолданылу саласы

ЕПМ, егу және иммунопрофилактика бөлмелерінде.

Қолдану тәсілі

Инеден қалпақшасын шешіп алып, дәрілік ерітіндіні толтыру керек, цилиндрден ауасын шығарып, баяу енгізуге кірісу қажет.

Айрықша нұсқаулар

Бір рет қолдануға арналған. Егер қаптамасы ашылған немесе бүлінген болса, пайдалануға болмайды. Қаптамасын ашқаннан кейін бірден пайдалану керек. Инеге қол тигізуге болмайды.

Штрихтік кодтау

Штрих-коды қаптамасында көрсетілген.

Сақтау шарттары

- 5°C-ден 35°C-ге дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек.

Жарамдылық мерзімі

5 жыл.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Стерилизациялау

Этилен тотығы.

Медициналық мақсаттағы бұйымды өндіруші ұйымның атауы, заңды мекенжайы, өндірістің орналасқан мекенжайы

Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.
Zhenglu Town, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Қазақстан Республикасы аумағындағы шағымдарды/ұсыныстарды қабылдайтын ұйымның атауы, заңды мекенжайы:

«Биола» медициналық фармацевтикалық компаниясы

Қазақстан, Алматы қ. А05F4E4, Бұзырбаев к-сі, 13.

Тел: +7 (727) 382 30 71, факс: +7 (727) 382 30 75.

post@biola.kz; www.biola.kz

Осыған сәйкес бұйым өндірілген нормативтік құжаттың атауы (белгіленуі): JC/QS8.2.4./01